

**RECUEIL DES URINES POUR UN COMPTE D'ADDIS  
HEMATIES - LEUCOCYTES PAR MINUTE (HLM)**

**Intérêt :**

Cette analyse consiste à mesurer le débit des hématies et des leucocytes passant dans les urines selon un protocole standardisé, nécessitant la mesure du débit urinaire. Ce recueil s'effectue sur la totalité des urines émises en 3 heures.

**Recommandations pour le prélèvement :**

- 3 heures avant le lever habituel :
  - Vider la totalité de la vessie dans les toilettes.
  - Boire un grand verre d'eau.
  - Noter la date et l'heure sur le flacon fourni par le laboratoire
  - Se recoucher et rester allongé au repos pendant 3 heures.
  
- 3 heures après (le plus exactement possible):
  - Uriner dans le flacon fourni par le laboratoire pour **recueillir la totalité des urines**.
  - Noter l'heure de recueil sur le flacon.
  
- Identifier le flacon avec votre nom et prénom si cela n'a pas été fait par le laboratoire.

Le flacon doit être acheminé au laboratoire dans les **plus brefs délais**.

**Nb :** Dans l'intervalle des trois heures, toutes les urines doivent être récupérées dans le flacon.

**Validé le: 01.03.2016**

**Signature : Yasmina Huang**

PAOFAI : 40.50.25.00 TAMANU : 40.42.94.00 NAHOATA : 40.54.33.33 MOOREA : 40.55.05.85 TARAFAO : 40.50.39.95

CODIFICATION	VERSION	DATE D'APPLICATION
C1 INS002/02	1	01/10/10